



# Tokuyama

*Creation with a heart*



**SOFRELINER**



**SILICONE  
REMOVER**



**TOKUYAMA  
REBASE II**



# Prothesenunterfütterung für den Zahnarzt und das Labor

1 MIN.	2 MIN.	3 MIN.	4 MIN.	5 MIN.	6 MIN.
Primer/Adhäsiv auf die Prothese auftragen und trocknen lassen	Anpassung intra- oder extraoral		Polymerisation (Selbsthärtend)	<b>5 1/2 min. Fertig.</b>	Ausarbeiten

Mit dem TOKUYAMA Unterfütterungsmaterial vergehen vom Mischen des Materials bis zum endgültigen Aushärten nur 5 1/2 Minuten. So gewinnen Sie wertvolle Zeit, die Ihnen und Ihren Patienten zugute kommt.

**Noch nie konnten Sie so schnell und komfortabel Prothesen dauerhaft unterfüttern. Die Materialien eignen sich hervorragend für die direkte und indirekte Prothesenunterfütterung.**

Besonders bei der Chairside-Methode entstehen keine langen Wartezeiten für den Patienten. Zahnprothesen bessern Sie direkt in Ihrer Praxis in nur einer Sitzung aus.

Sie applizieren Rebase II oder Softreliner Tough (je nach Einsatzbereich) direkt auf die Prothese. Das Material passt sich an Ort und Stelle exakt der Kieferform des Patienten an. Geringste Geruch- und Temperaturbildung, mit Sicherheit höchste Passgenauigkeit und zufriedene Patienten, optimaler Tragekomfort auch bei schwierigen Fällen. Ihre Patienten werden es Ihnen danken.

Nach dem Aushärten können Sie das Produkt leicht und sicher nachbearbeiten. Labortests beweisen, dass unsere Materialien besonders gut an Kunststoffen haften.

## Verblüffend einfach

Mit nur wenigen Tropfen entfernen Sie mit dem **SILICONE REMOVER** (Silikonentferner) weiche Unterfütterungsmaterialien sekundenschnell rückstandsfrei von der Prothese. Funktioniert. Versprochen.

Neu



### TOKUYAMA REBASE II

- angenehm im Mund
- hervorragende Paßgenauigkeit
- MMA-frei
- kein unangenehmer Geruch
- äußerst geringe Temperatur-Entwicklung



### SOFRELINER TOUGH

- aus 100% A-Silicone
- Extreme Zerreißfestigkeit
- kein Lösen von der Prothese
- glatte Oberfläche
- keine Verfärbung
- einfache und präzise Verarbeitung



### SOFRELINER S

## Die Harte Für optimalen Komfort

**Tokuyama REBASE II** ist MMA-frei. Die Temperaturentwicklung während des Aushärtens ist kaum spürbar. Befragungen haben ergeben, dass der Patient den Unterschied nicht oder kaum wahrnimmt.

Hinzu kommt, dass ein neues, von TOKUYAMA entwickeltes, Acrylat-Monomer deutlich weniger irritativ ist.

Daher schönt es die Schleimhäute und wird selbst von empfindlichen Patienten hervorragend toleriert.

Besonders angenehm ist die weitestgehende Geschmacks- und Geruchsneutralität: ein echter Fortschritt.



Unterfütterung **5 1/2 min.**

## Die Weiche Für höchste Ansprüche

**SOFRELINER TOUGH** ist das weiche Unterfütterungsmaterial: Komfortabler, zeitsparender und dauerhafter als alle vergleichbaren Produkte, die Sie bisher verarbeitet haben.

Ein natürliches, angenehmes Gefühl beim Kauen und Sprechen: Mit **SOFRELINER TOUGH** erleben auch Schmerz- und Entzündungspatienten erstmals, wie komfortabel eine Prothese sein kann.

Bereits bei der Bearbeitung fühlt der Patient die Vorteile des neuen Materials, das TOKUYAMA aus

100% des ungiftigen A-Silicone entwickelt hat. Das Produkt wird hervorragend vertragen.

Beschädigte Oberflächen gehören der Vergangenheit an. Im Vergleich zu anderen Relining-Materialien zeigt **SOFRELINER TOUGH** außergewöhnliche Zerreißfestigkeit.

Über Jahre hinweg haftet **SOFRELINER TOUGH** fest an der Prothese. Das Produkt der neuen Generation verbessert die Trageigenschaften spürbar.



Feste Prothesenränder nach über **2 1/2 JAHREN**



Unterfütterung nach über **2 1/2 JAHREN**

## Die superweiche Alternative

**SOFRELINER S** entwickelt für besonders sensible Patienten. Mit

gleichen Eigenschaften, ist weicher als **SOFRELINER TOUGH**.

## TOKUYAMA REBASE II




	VE	Art.-Nr.	UVP
Tokuyama Rabase II oder einzeln:	Set	20506	84,95
Pulver	80g	20546	42,50
Liquid	50ml	20562	42,50
Adhesive	15ml	20563	19,50
Härter	48g	20171	19,50

## SOFRELINER TOUGH



	VE	Art.-Nr.	UVP
Sofreliner Tough oder einzeln:	Set	23308	119,00
2x27g	Kart.	23323	70,00
Primer	10ml	23341	40,00
»Ausarbeit.-Stein weiss«	Stück	23361	18,00
»Ausarbeit.-Stein braun«	Stück	23362	22,50
»Kugelbohrer diamantiert«	Stück	23363	15,00
Dispenser II	Stück	23372	59,00
Mixing Tip S	50St.	23381	25,50

## SOFRELINER S



	VE	Art.-Nr.	UVP
Sofreliner Soft oder einzeln:	Set	23301	115,00
2x27g	Kart.	23311	76,00
Primer	10ml	23331	24,00
Poliersystem	Kit	23376	29,35
Dispenser II	Stück	23372	59,00
Mixing Tip XS	50St.	23380	25,50
Mixing Tip S	50St.	23381	25,50

## SILICONE REMOVER



	VE	Art.-Nr.	UVP
Flasche	7ml	23332	36,90